V21

Optisches Pumpen

Donata Osthues donata.osthues@tu-dortmund.de

Jonas Rönsch jonas.roensch@tu-dortmund.de

Durchführung: 03.02.2021 Abgabe: 09.02.2021

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel	setzung	3				
2		*** *	3				
	2.1	Quantenzahlen	3				
		Landé-Faktoren					
	2.3	Zeemanaufspaltung	5				
	2.4	optisches Pumpen	6				
3	Durchführung						
	3.1	chführung Versuchsaufbau	7				
	3.2	Messprogramm					
4	Aus	vertung	9				
	4.1	Isotopenverhältnis	12				
5	Diskussion						
Lit	teratı	ır .	14				

1 Zielsetzung

In diesem Versuch sollen die Kerspins der ⁸⁷Rb- und ⁸⁵Rb-Isotope bestimmt werden. Dafür wird durch Bestrahlung mit zirkular polarisiertem Licht eine Besetzungsinversion erzeugt. Durch Anlegen eines Magnetfeldes wird dabei eine Zeemanaufspaltung realisiert. Aus der Energiedifferenz der Zeemannniveaus können bei bekanntem Magnetfeld und bekannter Frequenz aus dem Landé-Faktor die Kernspins berechnet werden.

2 Theorie

Der Versuch basiert auf dem Phänomen des sogennanten optischen Pumpens. Dabei wird ausgenutzt, dass Gas welches mit Licht einer passenden Frequenz (Differenz der angestrebten Energieniveaus) bestrahlt wird, in einen Zustand gebracht werden kann, indem die Anzahl höherer Energiezustände über der Gleichgewichtskonfiguration liegt. Die Elektronenhülle der Atome absorbiert dabei das eingestrahlte Licht, welches das entsprechende Elektron auf ein höheres Energieniveau anhebt, wobei spezielle Auswahlregeln beachtet werden müssen. Ohne äußere Bestrahlung ist das Verhältnis der Besetzungszahlen zweier Niveaus über eine Boltzmannverteilung auszudrücken und durch

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{g_2 \exp\left(-W_2/k_B T\right)}{g_1 \exp\left(-W_1/k_B T\right)} \tag{1}$$

gegeben. In dieser Gleichung beschreibt W_i die Energien der Zustände, g_i die Landé-Faktoren und T die Temperatur. Das in diesem Versuch betrachtete Gas besteht aus den Rubidiumiosotopen ⁸⁷Rb und ⁸⁵Rb, wobei der Anteil von ⁸⁵Rb am natürlichen Vorkommen 72,17% beträgt, während der Anteil des Isoptopes ⁸⁷Rb nur auf einen Prozentsatz von 27,83% kommt [3]. Rubidium gehört zur Elementenkategorie der Alkalimetalle, welche durch ihre Eigenschaft ein Elektron auf der äußersten Schale (s-Orbital) zu besitzen, charakterisiert sind. Rubidium steht an der 37. Stelle im Periodensystem. Das bedeutet die Neutronenzahl von ⁸⁷Rb ist 50 und ⁸⁵Rb besitzt die Neutronenzahl 48.

2.1 Quantenzahlen

Jeder Zustand eines Fermions im Atom kann durch spezifische Quantenzahlen charakterisiert werden. Es werden zunächst die Fermionen der Atomhülle, also die Elektronen betrachtet. Die Atomhülle sei zunächst aus Hauptschalen aufgebaut die durch die Hauptquantenzahlen n=1,2,3.. benannt sind. Jede Hauptschale n besitzt ebenfalls n Unterschalen, die durch die Nebenquantenzahlen l=0,...,n-1 indiziert werden. Jede Unterschale ist durch eine weitere Quantenzahl, die magnetische Quantenzahl $m_1=-l,...l$ substrukturiert. Der Spin bzw. die Spinquantenzahl der Fermionen beträgt $+\frac{1}{2}$ oder $-\frac{1}{2}$. Zwei Elektronen dürfen sich nach dem Pauli-Prinzip nur dann in einem Zustand aufhalten, der durch die selben n, l und m_l definiert ist, wenn sie sich im Spin unterscheiden. Die Belegung der möglichen Zustände wird vom niedrigsten Energieniveau ausgehend begonnen und aufsteigend fortgesetzt, wobei Zustände gleicher Energie erst einfach und

dann doppelt belegt werden. Der Gesamtspin und der Gesamtbahndrehimuls einer Elektronenhülle ergibt sich dann als Summe über alle Einzelspins bzw. -bahndrehimpulse, wobei sich beide maximieren. Das führt dazu, dass volle Haupt- und Nebenschalen nicht zu den Gesamtergebnissen beitragen. Der Gesamtdrehimpuls der Hülle ergibt sich aus Addition des Gesamtspins mit dem Gesamtdrehimpuls. Das bedeutet für die Quantenzahl des Gesamtdrehimpulses gilt für weniger als halbvolle Schalen J=|L-S| und für mehr als halbvolle Schalen J=L+S und für halbvolle Schalen J(L=0)=S. Der Gesamtdrehimpuls des Atomkerns wird Kernspin I genannt. Der Gesamtdrehimpuls jedes Nukleons ergibt sich aus der Addition seines Bahndrehimpulses und Spins, wobei Nukleonen Fermionen sind und somit ebenfalls einen Spin von $+\frac{1}{2}$ oder $-\frac{1}{2}$ besitzen können. Der Kernspin ergibt sich schließlich als Summe über die Drehimpulse aller Nukleonen. Die Spins der Nukleonen richten sich möglichst energiearm aus. D.h. es tun sich immer zwei Nukleonen gleicher Art und entgegengesetzten Spins zusammen. Diese Paare tragen dann nicht mehr bei. Für den Fall einer ungeraden Massenzahl sind die Kerspins halbzahlig. So zeigt es sich, dass 87 Rb einen Kernspin von $I=\frac{3}{2}$ und 85 Rb einen Kernspin von $I=\frac{5}{2}$ besitzt. Die Quantenzahl des Drehimpulses des gesamten Atoms kann mehere Werte annehmen, die mit F=|J-I|, |J-I|+1, ..., J+I-1, J+1 entartet sind [4].

2.2 Landé-Faktoren

Die Drehimpulse besitzen magnetische Momente, die als

$$\mu_{\rm J} = \mu_{\rm B} g_{\rm J} \sqrt{J(J+1)} \tag{2}$$

für den Gesamtdrehimpuls der Elektronenhülle bzw. als

$$\mu_{\rm I} = \mu_{\rm B} g_{\rm I} \sqrt{I(I+1)} \tag{3}$$

für das magnetische Moment des Kerns gegeben sind. Für den Gesamtdrehimpuls folgt analog das magnetische Moment

$$\mu_{\rm F} = \mu_{\rm B} g_{\rm F} \sqrt{F(F+1)} \tag{4}$$

des gesamten Atoms [4]. Die Faktoren g_i werden als Landé-Faktoren bezeichnet. So zeigt sich, dass der Landé-Faktor g_J als

$$g_{\rm J} = 1 + \frac{J(J+1) + S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} \tag{5}$$

gegeben ist. In diesem Versuch ist der Landé-Faktor $g_{\rm F}$ von Bedeutung, da aus ihm der Kernspin bestimmt werden kann. Er ist durch die Formel

$$g_{\rm F} = g_{\rm J} \frac{F(F+1) + J(J+1) - I(I+1)}{2F(F+1)} \tag{6}$$

gegeben [1].

2.3 Zeemanaufspaltung

Der Zeemaneffekt ist ein physikalisches Phänomen, dass die Aufspaltung von Spektrallinien aufgrund eines äußeren Magnetfeldes beschreibt. Die Ursache dieses Effektes ist über die Wechselwirkung des äußeren Magnetfeldes mit den magnetischen Momenten der Atombestandteile zu erklären. Diese Wechselwirkung führt zu Verschiebungen der Energieniveaus, bzw. in eine Aufspaltung eines ursprünglichen Niveaus in eine bestimmte Anzahl äquidistanter Unterniveaus (Zeeman-Nivaus). Ist das angelegte Magnetfeld kleiner als die Kopplung zwischen Hüllengesamtspin und Gesamtbahndrehimpuls der Hülle, so wird jedes Niveau mit Gesamtdrehimpuls J in $m_{\rm J}=-J,...,J$ Unterniveaus aufgespalten, deren Energiedifferenzen

$$\Delta E_{\rm J} = g_{\rm J} \mu_{\rm B} B m_{\rm J} \tag{7}$$

betragen. Für diesen Fall wird dann von einer Aufspaltung der Feinstruktur ggesprochen [4]. Wenn die Wechselwirkung zwischen den Drehimpulsen der Hülle und denen des Kerns mit in Betracht gezogen wird, dann wird von einer Aufspaltung in der Hyperfeinstruktur gesprochen. Die Energiedifferenzen lassen sich dann über die Gleichung

$$\Delta E_{\rm F} = g_{\rm F} \mu_{\rm B} B m_{\rm F} \tag{8}$$

ausdrücken, wobei $m_{\rm F}$ die Werte -F,...,F annehmen kann. Das heißt, ein Niveau mit Quantenzahl F spaltet sich in 2F+1 Unterniveaus auf [1]. Eine Skizze dieser Aufspaltung ist in in der folgenden Abbildung für die Rubidiumiostope dagestellt.




Abbildung 1: Auf dieser Abbildung ist die Hyperfeinstrukturaufspaltung der verwendeten Rubidiumisotope zusehen.

2.4 optisches Pumpen

Das Ziel des optischen Pumpnes ist, das Gas aus seinen thermisch, gleichgewichtig verteilten Besetzungszuständen in einen Zustand zu bringen, bei dem die Anzahl der höherenergetischen Besetzungszuständen gegenüber den Niederenegetischen überwiegt. Bei einem entsprechend angeregten System, wird auch von Besetzungsinversion gesprochen. Durch Einstrahlung von Licht, dessen Energie der Differenz der Niveaus $^2S_{\frac{1}{2}}$ und $^2P_{\frac{1}{2}}$ entspricht, können Elektronen durch Absorption dieser Wellen vom Niveau $^2S_{\frac{1}{2}}$ in das Niveau $^2P_{\frac{1}{2}}$ übergehen, wenn sie den Auswahlregeln genügen. Die Auswahlregeln sind durch die Relationen

$$\Delta l = \pm 1 \qquad \Delta m = 0, \pm 1 \tag{9}$$

gegeben. In diesem Fall gilt $m=m_{\rm F}$, sodass ein Übergang bei passender Frequenz nur möglich ist, wenn die Differenz der Quantenzahlen $m_{\rm F}$ von Ausgangs- und Endzustand 0 oder ± 1 beträgt und die Differenz der Quantenzahl l einen Betrag von 1 aufweist. Zweiteres ist bei Übergängen zwischen $^2S_{\frac{1}{2}}$ und $^2P_{\frac{1}{2}}$ immer gegeben. Die Auswahlregeln können für diesen Versuch weiter eingeschränkt werden, da bekannt ist, dass rechtzirkular polarisiertes Licht verwendet wird. Rechtszirkular polarisiertes Licht σ^+ trägt eine Magnetquantenzahl von +1, während linkszirkular polarisiertes Licht σ^- die Magnetquantenzahl -1 und linear polarisiertem Licht π die Magnetquantenzahl 0 zugeordnet wird. Das bedeutet, wenn ein Elektron ein Lichtquant von σ^+ -Licht absorbieren kann, dann wird seine Magnetquantenzahl um 1 erhöht und es muss einen Zustand mit dieser Magnetquantenzahl geben [4]. Für ⁸⁷Rb bedeutet das (siehe Abbildung 1), dass Elektronen auf allen Unterniveaus aus ${}^2S_{\frac{1}{2}}$, bis auf Elektronen mit $m_F = 2$ in ein Unterniveau aus ${}^2P_{\frac{1}{2}}$ übergehen können. Außerdem spüren Elektronen in ${}^2P_{\frac{1}{2}}$ das Feld der eingestrahlten Photonen, wodurch sie unter Emission eines weiteren Photons gleicher Polarisation, Ausbreitungsrichtung und Frequenz ebenfalls in den $m_{\rm F}=2$ -Zustand aus $^2\mathrm{S}_{1}$ übergehen können (induzierte Emission). Daraus folgt, dass sich im Zustand mit $m_{\rm F}^2=2$ deutlich mehr Elektronen ansammeln, als in den darunterliegenden Niveaus. Es wurde eine Besetzungsinversion erzeugt. Die Elektronen aus $^2{\rm S}_{\frac{1}{2}}$ auf $m_{\rm F}=2$ könnten durch spontane Emission in ein darunterliegendes Niveau wandern. Allerdings ist dieser Vorgang aufgrund der geringen Energiedifferenzen dieser Unterniveaus deutlich seltener als die induzierte Emission. Analoges gilt für die ⁸⁵Rb-Isotope [1]. Der Zusammenhang zwischen anglegtem Magnetfeld und der Frequenz ν des Lichtes das einen Übergang der Energiedifferenz ΔE auslösen würde, ist durch

$$\Delta E_{\rm F} = h\nu = g_{\rm F}\mu_{\rm B}Bm_{\rm F} \tag{10}$$

gegeben. Je mehr eingestrahlte Photonen absorbiert wurden, desto transparenter wird das Gas für das Licht, da immer weniger Elektronen die entsprechende Frequenz und Polarisation absorbieren können. Wenn aber durch Variation des Magnetfeldes ein Übergang angeregt wird, der für ⁸⁷Rb-Isotope einem Übergang vom $m_{\rm F}=2$ -Niveau aus $^2{\rm S}_{\frac{1}{2}}$ in ein darunterliegendes Niveau ermöglicht (analog $^{85}{\rm Rb}$), dann sinkt die Transparenz des Gases wieder, weil mehr Elektronen den Auswahlregeln genügen [4].

3 Durchführung

Zunächst wird der Versuchsaufbau und danach die Vorgehensweise erläutert.

3.1 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau ist in Abbildung 2 zu sehen. Er besteht aus einer Spektrallampe,




Abbildung 2: In dieser Abbildung ist die Apparatur, welche in diesem Versuch verwendet wurde, abgebildet. [2]

die Licht des Rubidiumspektrums emittiert. Ein Interferenzfilter der sich hinter der Lampe befindet filter die Wellenlänge 794,8 nm heraus. Danach wird der Lichtstrahl mit einer $\lambda/4$ -Platte polarisiert und auf eine Dampfzelle fokussiert, in der sich das Gas der Rubidiumisotope befindet. Der Dampfdruck kann über einen Ofen optimal eingestellt werden. Wenn das Licht aus der Dampfzelle wieder ausgetreten ist, wird es auf ein Siliziumphotoelement geleitet, welches ein elektrisches Signal an einen Linearverstärker und schließlich an ein Oszilloskop weitergibt. Das Oszilloskop zeigt Schwankungen in der y-Richtung für Schwankungen der Lichtintensität an der Diode. Zur Erzeugung des Magnetfeldes sind um die Dampfzelle drei Helmholtzspulenpaare installiert. Ein Paar erzeugt das Vertikalfeld, während die anderen Paare einmal zur Erzeugung des Modulationsfeldes (Sweep-Spule) und einmal zur Erzeugung des Horizontalfeldes installiert sind. Über ein Kontrollgerät kann der Strom, welcher beim durchfließen der Spulen das Magnetfeld erzeugen soll, mittels eines Potentiometeres variiert werden. Es ist zu beachten, dass das vertikal verlaufende Erdmagnetfeld zunächst durch ein vertikales Kompensationsfeld ausgeglichen werden muss [2].

3.2 Messprogramm

Die Durchführung des Versuches beginnt zunächst mit einer Justage und wird durch eine Messreihe von Frequenz und Magnetfeldeinstellungen ergänzt.

- Zu Beginn des Versuches wird der Versuchsaufbau entsprechend eingerichtet. Das bedeutet, dass der Polarisationsfilter, der Interferenzfilter und die fokussierenden Linsen so verbaut werden, dass der Verlauf des Strahls auf die Photodiode trifft. Dabei sind alle Gain-Knöpfe am Kontrollgerät auf 1 gestellt und die Zeitkonstante auf dem Hauptblock auf den Wert 100 ms.
- Danach wird die Breite des Peaks, welcher auf dem Oszilloskop sichtbar ist, minimiert, indem das Erdmagnetfeld kompensiert wird. Dafür wird die Einstellung der Vertikalspule variiert und die Orientierung der Apparatur im Raum verändert.
- Dann kann die Messreihe beginnen. Es werden die beiden Resonanzfrequenzen der Rubidiumisotope in Abhängigkeit des gesamten Horizontalfeldes gemessen, während induzierte Emission aufgrund des Einstrahlens der Spektrallampe stattfindet.
- Als letztes wird ein Bild des Signalverlaufes erstellt, um daraus schließlich die Resonanzamplituden bestimmen zu können [2].

4 Auswertung

Bei diesem Versuch sollen der Kernspin, die Landé-Faktoren und das Verhältnis von ⁸⁵Rb und ⁸⁷Rb ermittelt werden. Zusätzlich kann die Horizontalkomponente des Erdmagnetfeldes bestimmt werden. Die dafür benötigten Daten sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1: Messdaten für die Bestimmung des Kernspins, der Landé-Faktoren und des Erdmagnetfeldes.

	Peak 1		Peak 2	
Frequenz / kHz	Sweep	Horizontal	Sweep	Horizontal
100	5,49	13,8	6,68	13,8
200	6,01	13,86	8,36	13,86
300	$5,\!43$	13,92	8,97	13,92
400	3,79	14,02	8,47	14,02
500	$2,\!64$	14,10	$8,\!54$	14,10
600	1,86	$14,\!26$	8,98	$14,\!26$
700	$1,\!37$	$14,\!22$	$3,\!64$	$14,\!36$
800	3,76	$14,\!36$	3,73	$14,\!44$
900	$2,\!55$	$14,\!30$	$7,\!30$	$14,\!44$
1000	4,94	14,30	4,71	$14,\!58$

Die Messdaten aus Tabelle 1 müssen zunächst in eine Stromstärke umgerechnet werden. Die Sweepeinstellung muss mit dem Wert $0.1\,\mathrm{A}$ und die Horizontaleinstellung mit $0.3\,\mathrm{A}$ multipliziert werden, um eine Stromstärke zu erhalten. Bei der Horizontalkomponente ist ein Offset von 13.8 vorhanden, daher muss dieser Wert von den Daten subtrahiert werden. Um aus den Stromstärken einen $B\text{-}\mathrm{Wert}$ zu erhalten, muss die Formel

$$B = \mu_0 \frac{8 \cdot N \cdot I}{\sqrt{125}R}$$

angewendet werden. Die Sweep- und Horizontalwerte müssen zum Gesamt-B-Wert addiert werden. Die Stromstärken und die B-Werte sind in Tabelle 2 abgebildet.

Tabelle 2: Stromstärken und Magnetfeldstärke in Abhängigkeit der Frequenz.

	Peak 1			Peak 2		
f/kHz	$\overline{I_{\rm sweep}/{\rm A}}$	$I_{ m horizontal}$ / A	$B/\mu T$	$\overline{I_{\rm sweep}/{\rm A}}$	$I_{ m horizontal}/{ m A}$	$B/\mu T$
100	0,549	0,0	33,1	0,668	0,0	40,3
200	0,601	0,018	52,1	0,836	0,018	66,2
300	0,543	0,036	64,3	0,897	0,036	85,7
400	$0,\!379$	0,066	80,8	0,847	0,066	109,0
500	0,264	0,089	94,9	0,854	0,09	130,5
600	0,186	0,138	132,2	0,898	0,138	175,2
700	$0,\!137$	$0,\!126$	118,8	$0,\!364$	0,168	169,3
800	$0,\!376$	$0,\!168$	170,0	0,373	0,192	190,9
900	$0,\!255$	$0,\!15$	146,9	0,73	0,192	212,4
1000	$0,\!494$	0,15	161,4	$0,\!471$	$0,\!234$	233,6

Die Magnetfeldstärke wird gegen die Frequenz aufgetragen und es wird eine lineare Ausgleichsgerade

$$f(B) = a \cdot B + b$$

bestimmt. Mithilfe der Aufspaltung des Zeemaneffekts kann der Landé-Faktor bestimmt werden.

$$\begin{split} \Delta E &= hf = g_{\mathrm{F}}\mu_{\mathrm{B}}B\\ \Longrightarrow &\ a = \frac{g_{\mathrm{F}}\mu_{\mathrm{B}}}{h}\\ \Longrightarrow &\ g_{\mathrm{F}} = \frac{h}{a\mu_{\mathrm{B}}} \end{split}$$

Der y-Achsenabschnitt b kann mit dem Erdmagnetfeld gleichgesetzt werden. Die lineare Ausgleichsgerade ist zusammen mit den Messdaten in Abbildung 3 dargestellt.




Abbildung 3: Messdaten und Ausgleichsgerade für die Bestimmung der Landé-Faktoren und des Erdmagnetfeldes.

Die Fitparameter der Ausgleichsgeraden aus Abbildung 3 sind in Tabelle 3 aufgelistet.

Tabelle 3: Fitparameter der beiden Ausgleichsgeraden.

Peak	$a/\mathrm{Hz/T}$	$b/\mu T$
1	$(1,51 \pm 0,15) \cdot 10^{-10}$	22 ± 9
2	$(2,13\pm0,10)\cdot10^{-10}$	24 ± 6

Die Erdmagnetfeldstärken können zu dem Wert $b=(23\pm5)\,\mu\mathrm{T}$ gemittelt werden. Der Theoriewert von $b_{\mathrm{theo}}=20\,\mu\mathrm{T}$ liegt in der Unsicherheit des experimentell bestimmten Wertes. Die aus der Steigung bestimmten Landé-Faktoren betragen $g_{\mathrm{F}1}=0.47\pm0.05$ und $g_{\mathrm{F}2}=0.335\pm0.015$. Um aus den Landé-Faktoren den Kernspin zu bestimmen, wird die Gleichung 6 nach I umgestellt.

$$I = J = \left(\frac{g_{\rm J}}{g_{\rm F}} - 1\right)$$

Die bestimmten Werte betragen

$$I_1 = 1,62 \pm 0,21$$

 $I_2 = 2,48 \pm 0,14$.

Die Theoriewerte sind $I_1=\frac{3}{2}=1,5$ und $I_2=\frac{5}{2}=2,5$, diese liegen innerhalb der Unsicherheiten der experimentell bestimmten Werte.

4.1 Isotopenverhältnis

Um das Isotopenverhältnis zu bestimmen, werden die Amplituden der Peaks bei $f=100\,\mathrm{kHz}$ bestimmt. Dafür wird das Programm Inkscape verwendet. Die Amplituden aus Abbildung 4 betragen $P_1=119,76\,\mathrm{px}$ und $P_2=221,94\,\mathrm{px}$. Das Verhältnis ist dann $\frac{P_2}{P_1}=1,85$. Der Literaturwert beträgt $\frac{72,168}{27,835}=2,59$.




Abbildung 4: Typische Aufnahme bei $f=100\,\mathrm{kHz},$ für die Bestimmung des Isotopenverhältnisses.

5 Diskussion

Der Lieraturwert des Erdmagnetfeldes liegt innerhalb der Unischerheit des gemessenen Wertes. Daraus kann gefolgert werden, dass das Erdmagnetfeld gut kompensiert wurde und der systematische Fehler dieses Versuchsteils vernachlässigbar klein ist.

Der Kernspin, welcher mit dem ersten Peak berechnet wurde ergibt den Wert $I=1,62\pm0,21$ wärend der Kernspin, der mit dem zwieten Peak bestimmt wurde $I=2,48\pm0,14$ beträgt. Der Kernspin von ⁸⁵Rb ist als $I_{85}=2,5$ bekannt und für ⁸⁷Rb gilt $I_{87}=1,5$. Daher wird der erste Peak mit ⁸⁷Rb und der zweite Peak mit ⁸⁵Rb identifiziert. Auch bei diesem Auswertungsteil befinden sich die zugehörigen Literaturwerte innerhalb der Unsicherheit der bestimmten Ergebnisse.

Bei der Bestimmung des Verhältnisses zwischen der Anzahl von ⁸⁵Rb- zu ⁸⁷Rb-Isotopen im verwendeten Gas, kam es zu einem Wert der geringer als die Verteilung des natürlichen Vorkommens ist. Aus diesem Ergebnis kann geschlossen werden, dass die Probe angereichert wurde.

Literatur

- [1] E. Black. Optical Pumping. 2004. URL: https://www.phas.ubc.ca/~phys409/manuals/Optical_Pumping-CalTech.pdf.
- [2] TU Dortmund. Optisches Pumpen. 2020.
- [3] A. Jaeck. Daten und Eigenschaften des Isotops Rb-87. 2020. URL: https://www.internetchemie.info/isotop.php?Kern=Rb-87.
- [4] W. Pfeiler. Quanten, Atome, Kerne, Teilchen. De Gruyter, 2017.